

TTT_Tapping-Torque- Testsystem

Labor-Auswerte- & -Analyse-System

Labortechnische Messreihe im Kundenauftrag

Pro Medium werden zwei Messreihen mit insgesamt zehn Messungen mit einem Messwerkzeug erstellt. Unter Bereitstellung des TTT Systems und Labor-Equipments werden mit der Win**PCA3**, der PC-Auswerte- und Analyse-Software, sowie dem TSE Temperatur-Sensor-Equipments (nur Formen) Vergleichs-betrachtungen definierter Messreihen durchgeführt. Mit dem Analyser erfolgt eine individuelle Auswertung inklusive flexibler Differenzierungen der verschiedenen Einzel- und Reihen-Messergebnisse

Die Medien werden anonymisiert und mit A / B / C usw. gekennzeichnet. Ihre Angaben und die ermittelten Ergebnisse werden absolut vertraulich behandelt

Die originalen Messdaten werden als Datenfile dem Kunden zur Verfügung gestellt und können vom Kunden unter Verwendung der kostenlosen 30-Tage-Testversion der Win**PCA3** selbst analysiert werden

Download

www.microtap.de/TTT-DL/TTT-PCA3-Trial.zip

Ein telefonischer Support ist nach Absprache gewährleistet

Messmittel – Equipment

Bei Bereitstellung des Testmaterials und der Messwerkzeuge für weitergehenden Messungen (als oben benannt) gelten die Kosten der [Preisliste für Testmaterialien und Messmittel](#)

Kosten

Pro zu untersuchendes Medium **600 €**/ netto

Konditionen

Lieferzeit nach Absprache (ca. 2-4 Wochen)
Zahlung netto Kasse / Ausland gegen Vorkasse
Schriftliche Bestätigung zur Anerkennung unserer
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der [microtap GmbH](#)

Durchführung

Bereitzustellen sind:

- beschriftete Musterflaschen max. 50 ml
- Tech. Produktinformation (Gefahrenstoffe etc.pp) bzw. Emulsions-Mischverhältnis u.a.
- Wenn möglich Angaben zu Ziel und Anwendungsschwerpunkten der jeweiligen Medien
- Referenzmedium wenn gewünscht

microtap GmbH, Röt wandweg 4
D - 82024 Taufkirchen / München
Tel +49-89-6128051 / Fax +49-89-6127488

<http://www.tapping-torque-test.com/>

Februar 2013

support@microtap.de

TTT_Labor-Regie_Lubricant